

# 新型コロナウイルス 抗原検査キット



どこでも

1回用

所要時間  
約20分

すばやく

簡単に




■新型コロナウイルスは、感染すると潜伏期が1～14日間と長く、また初期症状が風邪に似ていることや無症状感染者が多い為、感染確認が遅れることがあります。発症2日前から発症後7～10日間程度、感染力があります。

鼻咽頭検体採取

中咽頭検体採取



【パッケージ】




【セット内容】

- ① 抽出液
- ② 抽出チューブ
- ③ テストカード
- ④ 検体採取用滅菌綿棒

パッケージ等は予告なく変更になる場合があります。

テストカード判定例



陰性

陽性

無効



日本では体外診断用医薬品ではなく、研究用製品となります。

## ■注意事項

本キットは、どこでも・すばやく・簡単に、新型コロナウイルス抗原（SARS-CoV-2）の有無を判定します。  
 本キットは、研究用製品の為、日本での確定診断には使えません。  
 本キットは、体内のウイルス量、検体の量、検査タイミングによっては検出できない可能性があります。  
 本キットの再利用はできません。  
 本キットを使用してのいかなる責任を負うことは出来ません。自己責任にてご使用ください。  
 検査後、破棄する場合は除菌処理を行い、廃棄物の処理や各自治体の規定に従って処理してください。

製品名: 新型コロナウイルス抗原検査キット / 測定原理: 金コロイド法 / 検体: 鼻腔頭スワブ・中咽頭スワブ  
 感度: 85～95% / 特異性: 98～99% / 正確性: 95～99% / 検出時間: 15～20分 / 認証: CE-IVD・FDA  
 保管期間: 製造日より24ヶ月(4～30°C Dry&Dark) / 製造: 中国

商品名	JANコード	品番	参考売価(税抜)
新型コロナウイルス 抗原検査キット	4525238523122	CVKIT-01	OPEN

製品のお問い合わせ、ご購入、法人取引等のお問い合わせはコチラまで