

日頃の健康管理・健康維持の目安に

家庭用

デジタル酸素飽和度メーター

品番:RS-E1440 / デジタル酸素飽和度メーター

約20秒
で測定測定していない場合
約8秒
で自動電源OFF

LEDディスプレイ

単四電池2本駆動

品番:PO-001-BK / FINGERTIP Pulse Oximeter




トレッキング




ウォーキング

品番:PO-002 / Oximetro de pulso



使い方簡単



測定口を開けて指を挟むだけ

【使用の注意事項】

※本製品は日常の健康管理及び運動管理の目的で酸素濃度の管理もできるウェルネス機器ですが、医療用日本製パルスオキシメーターのものではありません。※本製品は医療機器ではありません。

商品名	JANコード	品番	参考売価(税抜)
デジタル酸素飽和度メーター(日本語取扱説明書付属)	4582548297846	RS-E1440	OPEN
FINGERTIP Oximeter(日本語取扱説明書付属)	4525238523306	PO-001-BK	OPEN
Oximetro de pulso(日本語取扱説明書付属)	0739802462364	PO-002	OPEN